

N95 - Atemschutzmasken



CE-zertifizierte (93/42/EEC Annex V) Atemschutzmasken – für Ihre Sicherheit

N95 KANGLI-Atemschutzmasken

- mind. 95 % der in der Luft befindlichen Partikel werden gefiltert
- definierter Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch, Aerosolen etc.
- Ultraschall-Schweißtechnik, kleber- und geruchsfrei
- Größe: 131 x 115 mm
- garantierte Schutzwirkung ab Verpackungsdatum: zwei Jahre
- einzeln verpackt - Achtung: Benutzen Sie keine Masken, deren Verpackung Beschädigungen aufweist.



Anwendungsbereiche

- geeignet für den Einsatz im medizinischen Bereich, um Partikel aus der Luft zu filtern
- Gesamtleckage von maximal 5 % und einem erforderlichen Schutz von mindestens 99 % vor Partikeln bis zu einer Größe von 0,6 µm
- Schutz vor infektiösem Sekret- und Blutstropfen sowie Körperflüssigkeiten, Sekreten und Schwebstoffen

Anwendung

1. Öffnen Sie die Maske, halten Sie die Maske mit der Hand fest, um sie auf dem Gesicht zu fixieren. Der Nasenbügel muss sich oben auf der Maske befinden.
2. Ziehen Sie das obere Maskenband über den Kopf und legen Sie es auf den Kopf.
3. Das untere Band wird über den Oberkopf gezogen und unter den Nacken und unter die Ohren gelegt.
4. Passen Sie den Nasenclip an die Form des Nasenrückens an. Die Maske muss eng am Gesicht anliegen. Achten Sie darauf, dass keine Haare in den Maskenrand hineinragen.
5. Verwenden Sie die Maske einmal und entsorgen Sie sie nach Gebrauch.

N95 und FFP2 im direkten Vergleich:

	N95-Schutzmaske	FFP2-Schutzmaske
Anwendung	medizinischer Bereich	pers. Schutz
Partikelfiltration	≥ 95 %	≥ 94 %
Durchflussrate	85 l/min	95 l/min
Flüssigkeitsresistenz	ja	k.A.
Widerstandsfähig gegen Oberflächenfeuchtigkeit	ja	k.A.
Ausatmungswiderstand	≤ 245 Pa	≤ 300 Pa



Fragen Sie uns nach aktuellen Preisen – wir liefern innerhalb kürzester Zeit.

T +49 8591 938 98 95
E info@ecad-gmbh.com